

heka**dental**[®]

Heka Dental A/S
Baldershøj 38, DK-2635 Ishøj
Tél +45 4332 0990
Fax +45 4332 0980
mail@heka-dental.dk
www.heka-dental.fr

Heka Dental A/S a fourni des unités aux dentistes dans le monde entier depuis 1965, et la société est à présent un leader du marché en Scandinavie. C'est une entreprise familiale avec la totalité de sa production, son développement et son administration centralisé au Danemark. Tous les processus de travail sont naturellement certifiés ISO afin d'assurer un haut niveau de qualité sur tous les domaines.

Heka Dental adapte la qualité et le design aux demandes individuelles faites par ses clients. Afin de garantir à chaque praticien les meilleures instructions et renseignements, la livraison, l'installation et le SAV sont pris en charge par un réseau de concessionnaires professionnel et sérieux. Vous êtes toujours les bienvenus pour visiter l'usine ou nous contacter avec vos éventuelles questions et idées.



*'Dans le fauteuil patient UnicLine,
le patient est assis confortablement
pendant tout le traitement'*



223 Soft	222 Soft	221 Soft	125 Soft
815 Soft	184 Soft	328 Soft	215 Soft
327 Soft	180 Soft	478 Soft	317 Soft
1114 Supersoft	1115 Supersoft		



*CONÇU POUR LE BIEN-ÊTRE
DESIGN DANOIS*



UnicLine
by hekadental®



UnicLine 5D
est adaptable
pour une
utilisation par
des dentistes
droitiers
ainsi que
gauchers.



*'Pourquoi faire des compromis
en ce qui concerne les matières
premières quand on peut choisir
un équipement en aluminium
garantissant une fiabilité
et une longue durée de vie'*



UnicLine 5D
peut être
adapté de
façon optimale,
aussi bien
quand vous
travaillez en
solo qu'en duo.



*'La flexibilité
et le design
individuel de
votre unit
vous offre un
partenaire actif'*






Ergonomie: Sur le modèle à fouets, chaque instrument est équilibré correctement par rapport au poids de ce dernier et la longueur des cordons assure des positions de travail ergonomiques.



'Choisissez entre une vingtaine de modules différents qui sont tous activés par la pédale au pied'



Il est possible d'activer la pédale ronde de tous les côtés, soit par le pied droit ou le pied gauche. La pédale règle la vitesse et l'intensité de l'instrument sélectionné, active les fonctions de spray, chipblow et change les directions de rotation.



UnicLine est également disponible avec une pédale conventionnelle variable.



UnicLine Mobile est un unit de traitement complet. La console de l'unit contient un récupérateur d'amalgame, compresseur ainsi que des réservoirs séparés pour eau propre et eau usée. Il nécessite uniquement un raccordement de 230 VAC.



'UnicLine 5D est livrable en modèle à fouets ou à cordons suspendus et, également, en modèles Cart et sur colonne'



UnicLine 5D
en version
Compact

*'UnicLine 5D, un concept élégant,
pratique et intemporel mettant l'accent
sur l'hygiène des patients et
le milieu de travail'*




Un système unique de rinçage des tuyaux d'aspiration activé par un seul appui sur le bouton 'C' est disponible pour l'UnicLine 5D. Ce système désinfecte les tuyaux d'aspiration pendant le traitement et permet le passage immédiat au traitement du patient suivant. Une désinfection continue des tuyaux d'aspiration est possible pendant le traitement d'un patient.





Le crachoir pivotant offre plus de place pour le travail avec une ou deux assistantes. La partie supérieure du crachoir est démontable ce qui permet un nettoyage plus facile.



L'UnicLine 5D est livré avec un bras télescopique flexible et réglable pour obtenir une position de travail idéale pour un traitement sans ou avec une assistante. Il est possible de choisir en option une seringue à 3 fonctions ou une lampe à polymériser pour placer sur le bras télescopique.

