

CS 1300

Une clarté sous tous les angles. Une intégration simple.

Des images claires qui prennent en charge votre flux de travail

La caméra intra-orale CS 1300 est conçue pour fournir des images de haute qualité qui facilitent la communication avec les patients et la documentation clinique quotidienne. Sa manipulation intuitive, sa tête rotative et ses fonctionnalités d'éclairage facilitent la capture d'images, tandis que son intégration avec CS Imaging version 8 et un logiciel tiers simplifie votre flux de travail.


- Clarté HD pour une communication sereine avec les patients
- Tête rotative à 280° conçue pour une capture d'image facile
- Capture d'image en un clic
- Large gamme de mise au point pour les détails macro et les vues plus larges
- Intégration optimisée avec le logiciel Carestream Dental
- Configuration prête à l'emploi pour une installation et un partage simples



Tête rotative à 280°



Capture d'image facile
en un seul clic



Flux de travail
d'imagerie unifié



Imagerie connectée. Conversations en toute confiance.

Montrez aux patients ce que vous voyez grâce à des images détaillées qui aident à expliquer les pathologies et les options de traitement. La CS 1300 se connecte de manière transparente au logiciel CS Imaging, créant un flux de travail d'imagerie unifié qui permet de gagner du temps et de faciliter les discussions efficaces sur les cas.

Imagerie de haute qualité

La CS 1300 fournit des images détaillées sur une large plage de mise au point, des vues macro aux vues de l'arcade dentaire. Deux modes de mise au point automatique permettent d'obtenir des résultats nets et précis avec un minimum de réglages, contribuant ainsi à améliorer la communication et la compréhension du patient.

Accès facile et confortable

Une tête rotative à 280° et une conception ergonomique facilitent l'accès à diverses zones de la bouche, ce qui favorise une capture d'image efficace tout en réduisant la fatigue de l'opérateur.

Éclairage qui s'adapte

Neuf LED réglables fournissent un éclairage constant et réduisent l'éblouissement. Grâce aux différents modes de température de couleur, les praticiens peuvent choisir l'éclairage qui leur convient le mieux.

Interface intuitive

Capturez et consultez facilement les images à l'aide du bouton de la caméra et de l'interface conviviale. Les images peuvent être stockées dans CS Imaging pour que les dossiers des patients soient organisés et accessibles.

Simplicité du plug-and-play

Connectez la caméra à votre PC. C'est tout : aucun pilote n'est requis. Vous pouvez commencer à l'utiliser immédiatement. L'installation est facile, ce qui rend également le partage entre les salles de soins rapide et pratique.

Intégration optimisée

La CS 1300 est conçue pour fonctionner de manière fluide avec CS Imaging afin d'offrir une expérience utilisateur unique. Elle prend également en charge la compatibilité TWAIN, offrant ainsi une grande flexibilité lors de la connexion à des logiciels tiers.

